

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ ULTRASONİK SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TLM-EDF-008
		Yayın Tarihi	17.11.2023
		Revizyon Tarihi	02.01.2024
		Revizyon No	1

ULTRASONİK SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

- Cihazın güç düğmesi açılır.
- Sıcaklık düğmesi kullanılarak çalışma sıcaklığı seçilir.
- Maddelerin su banyosunda kalma süresi ayarlanır
- Cihaz kapatılır.
- Maddeler cihazdan çıkarılır.